

Thyroid Peroxidase/TPO (YD31651) Rabbit mAb

货号: **AYD13677**

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC-P IP
推荐浓度	
理论分子量	103kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	Membrane, Cell surface
纯化	

抗原信息

抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	Iodination and coupling of the hormonogenic tyrosines in thyroglobulin to yield the thyroid hormones T(3) and T(4)
基因ID	7173
基因名	TPO
Swiss	P07202
别名	Thyroid Peroxidase/TPO (YD31651)

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn