

— ABLYBIO, Help Your Research



# SCGN/Secretagoin (YD31645) Rabbit mAb

货号: **AYD13681**

## 产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC-P
推荐浓度	
理论分子量	32kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Mouse eye,Mouse brain,Rat pancreas
细胞定位	Cytoplasm, Secreted, Cytoplasmic vesicle, secretory vesicle membrane
纯化	亲和纯化

## 抗原信息

抗原信息	
------	--


## 靶点信息

研究背景	The encoded protein is a secreted calcium-binding protein which is found in the cytoplasm. It is related to calbindin D-28K and calretinin. This protein is thought to be involved in KCL-stimulated calcium flux and cell proliferation.
------	---

基因ID	10590
基因名	SCGN
Swiss	O76038 ( <a href="https://www.uniprot.org/uniprotkb/O76038/entry">https://www.uniprot.org/uniprotkb/O76038/entry</a> )
别名	SCGN/Secretagogin (YD31645),SCGN/Secretagogin (YD31645) Rabbit mAb,SCGN,SECRET

## 产品验证

Mouse stomach



## 实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn) (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)