

CECR5 (YD20014) Rabbit mAb

货号: **AYD13693**

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB ICC/IF IP
推荐浓度	
理论分子量	46kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	HeLa,Jurkat,K-562
细胞定位	
纯化	



抗原信息

抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	Predicted to be involved in glycerophospholipid biosynthetic process. Predicted to be active in mitochondrion.
基因ID	27440
基因名	HDHD5
Swiss	Q9BXW7
别名	CECR5 (YD20014)

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn