

— ABLYBIO, Help Your Research



Pancreatic Lipase/PTL (YD31625) Rabbit mAb

货号: **AYD13703**

产品信息

| | |
|-------|---|
| 反应 | Human |
| 宿主 | Rabbit |
| 克隆性 | Monoclonal |
| 预测反应 | |
| 应用 | WB IHC-P |
| 推荐浓度 | |
| 理论分子量 | 51kDa |
| 实测分子量 | |
| 形式 | Liquid |
| 保存条件 | Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3. |
| 偶联物 | Unconjugated |
| 阳性对照 | BxPC-3 |
| 细胞定位 | Secreted |
| 纯化 | 亲和纯化 |

抗原信息

| | |
|------|--|
| 抗原信息 | |
|------|--|

靶点信息

| | |
|------|---|
| 研究背景 | This gene is a member of the lipase gene family. It encodes a carboxyl esterase that hydrolyzes insoluble, emulsified triglycerides, and is essential for the efficient digestion of dietary fats. This gene is expressed specifically in the pancreas. |
|------|---|

| | |
|-------|--|
| 基因ID | 5406 |
| 基因名 | PNLIP |
| Swiss | P16233 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/P16233/entry) |
| 别名 | Pancreatic Lipase/PTL (YD31625),Pancreatic Lipase/PTL (YD31625) Rabbit mAb,PNLIP |

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)