

Pancreatic Lipase/PTL (YD31625) Rabbit mAb

货号: **AYD13703**

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC-P
推荐浓度	
理论分子量	51kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	BxPC-3
细胞定位	Secreted
纯化	

抗原信息

抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	This gene is a member of the lipase gene family. It encodes a carboxyl esterase that hydrolyzes insoluble , emulsified triglycerides, and is essential for the efficient digestion of dietary fats. This gene is expressed specifically in the pancreas.
基因ID	5406
基因名	PNLIP
Swiss	P16233
别名	Pancreatic Lipase/PTL (YD31625)

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn