

# Actin Related Protein 2 (YD31262) Rabbit mAb

货号: **AYD13717**

## 产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC-P
推荐浓度	
理论分子量	45kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	THP-1,293T,HepG2,HeLa,C6,Mouse spleen,Mouse lung,Mouse brain,Rat kidney
细胞定位	Cytoplasm, cytoskeleton, Cell projection, Nucleus
纯化	

## 抗原信息


抗原信息	
------	--

## 靶点信息

研究背景	The specific function of this gene has not yet been determined; however, the protein it encodes is known to be a major constituent of the ARP2/3 complex. This complex is located at the cell surface and is essential to cell shape and motility through lamellipodial actin assembly and protrusion. Two transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
基因ID	10097
基因名	ACTR2
Swiss	P61160

别名	Actin Related Protein 2 (YD31262)
----	-----------------------------------

### 产品验证



### 实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn)