

— ABLYBIO, Help Your Research



Stanniocalcin 2/STC-2 (YD31603) Rabbit mAb

货号: **AYD13718**

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC-P ICC/IF FC IP
推荐浓度	
理论分子量	
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	Secreted
纯化	亲和纯化

抗原信息


抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	
基因ID	3134

基因名	STC2
Swiss	O76061 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/O76061/entry)
别名	Stanniocalcin 2/STC-2 (YD31603),Stanniocalcin 2/STC-2 (YD31603) Rabbit mAb,STC2,Stanniocalcin-related protein

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)