

NCAM2 (YD31543) Rabbit mAb

货号: **AYD13738**

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC-P IP
推荐浓度	
理论分子量	93kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	Cell membrane
纯化	


抗原信息

抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	May play important roles in selective fasciculation and zone-to-zone projection of the primary olfactory axons
基因ID	4685
基因名	NCAM2
Swiss	O15394
别名	NCAM2 (YD31543)

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn