

ITPK1 (YD20769) Rabbit mAb

货号: **AYD13749**

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC-P FC IP
推荐浓度	
理论分子量	46kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	NCI-H460
细胞定位	
纯化	

抗原信息


抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	This gene encodes an enzyme that belongs to the inositol 1,3,4-trisphosphate 5/6-kinase family. This enzyme regulates the synthesis of inositol tetraphosphate, and downstream products, inositol pentakisphosphate and inositol hexakisphosphate. Inositol metabolism plays a role in the development of the neural tube. Disruptions in this gene are thought to be associated with neural tube defects. A pseudogene of this gene has been identified on chromosome X. [provided by RefSeq, Jul 2016]
基因ID	3705
基因名	ITPK1
Swiss	Q13572

别名	ITPK1 (YD20769)
----	-----------------

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn