

# STUB1 (YD13477) Rabbit mAb

货号: **AYD13756**

## 产品信息

反应	Human, Mouse, Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB ICC/IF IP
推荐浓度	
理论分子量	35kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	HeLa,HT-29,OVCAR3,HT-1080,Mouse brain,Mouse kidney,Rat brain,Rat heart
细胞定位	Cytoplasm, Nucleus, Mitochondrion
纯化	

## 抗原信息



抗原信息	
------	--

## 靶点信息

研究背景	This gene encodes a protein containing tetratricopeptide repeat and a U-box that functions as a ubiquitin ligase/cochaperone. The encoded protein binds to and ubiquitinates shock cognate 71 kDa protein (Hspa 8) and DNA polymerase beta (Polb), among other targets. Mutations in this gene cause spinocerebellar ataxia, autosomal recessive 16. Alternative splicing results in multiple transcript variants. There is a pseudo gene for this gene on chromosome 2.
基因ID	10273
基因名	STUB1
Swiss	Q9UNE7

别名	STUB1 (YD13477)
----	-----------------

## 产品验证



## 实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn)