

— ABLYBIO, Help Your Research



MAS1L (YD12626) Rabbit mAb

货号: **AYD13766**

产品信息

反应	Human, Mouse, Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB FC IP
推荐浓度	
理论分子量	42kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	HepG2
细胞定位	Cell membrane
纯化	亲和纯化

抗原信息


抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	Predicted to enable G protein-coupled receptor activity. Predicted to be involved in G protein-coupled receptor signaling pathway. Located in cytosol; nucleoplasm; and plasma membrane.
------	--

基因ID	116511
基因名	MAS1L
Swiss	P35410 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/P35410/entry)
别名	MAS1L (YD12626),MAS1L (YD12626) Rabbit mAb,MAS1L,MAS1-like,MRG

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)