

— ABLYBIO, Help Your Research



# CD31 (YD12024) Rabbit mAb

货号: **AYD13774**

## 产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC-P ICC/IF
推荐浓度	
理论分子量	83kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	THP-1,Mouse lung,Mouse spleen,Mouse heart
细胞定位	Cell membrane, Membrane raft, Cell junction
纯化	亲和纯化

## 抗原信息



抗原信息	
------	--

## 靶点信息

研究背景	The protein encoded by this gene is found on the surface of platelets, monocytes, neutrophils, and some types of T-cells, and makes up a large portion of endothelial cell intercellular junctions. The encoded protein is a member of the immunoglobulin superfamily and is likely involved in leukocyte migration, angiogenesis, and integrin activation.
------	---

基因ID	5175
基因名	PECAM1
Swiss	P16284 ( <a href="https://www.uniprot.org/uniprotkb/P16284/entry">https://www.uniprot.org/uniprotkb/P16284/entry</a> )
别名	CD31 (YD12024),CD31 (YD12024) Rabbit mAb,PECAM1,EndoCAM,GPIIA',PECA1

## 产品验证



## 实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn) (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)