

# Adrenodoxin (YD13118) Rabbit mAb

货号: **AYD13785**

## 产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB ICC/IF
推荐浓度	
理论分子量	19kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	293T,K-562,DU145
细胞定位	Mitochondrion matrix
纯化	

## 抗原信息

抗原信息	
------	--

## 靶点信息

研究背景	This gene encodes a small iron-sulfur protein that transfers electrons from NADPH through ferredoxin reductase to mitochondrial cytochrome P450, involved in steroid, vitamin D, and bile acid metabolism. Pseudogenes of this functional gene are found on chromosomes 20 and 21.
基因ID	2230
基因名	FDX1
Swiss	P10109
别名	Adrenodoxin (YD13118)

## 产品验证

---



Mouse kidney

kDa

250 -

150 -

100 -

75 -

50 -

37 -

25 -

20 -

—

## 实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn)