

Entactin (YD19748) Rabbit mAb

货号: **AYD13788**

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC-P
推荐浓度	
理论分子量	136kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	LO2,293T
细胞定位	Secreted, extracellular space, extracellular matrix, basement membrane
纯化	



抗原信息

抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	This gene encodes a member of the nidogen family of basement membrane glycoproteins. The protein interacts with several other components of basement membranes, and may play a role in cell interactions with the extracellular matrix.
基因ID	4811
基因名	NID1
Swiss	P14543
别名	Entactin (YD19748)

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn