

# CTHRC1 (YD31296) Rabbit mAb

货号: **AYD13807**

## 产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC-P IP
推荐浓度	
理论分子量	26kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	Secreted, extracellular space, extracellular matrix
纯化	

## 抗原信息


抗原信息	
------	--

## 靶点信息

研究背景	May act as a negative regulator of collagen matrix deposition
基因ID	115908
基因名	CTHRC1
Swiss	Q96CG8
别名	CTHRC1 (YD31296)

## 产品验证

---



## 实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn)