

# ARTS1 (YD14869) Rabbit mAb

货号: **AYD13811**

## 产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC-P
推荐浓度	
理论分子量	107kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	HepG2,Jurkat,Mouse lung,Mouse liver,Rat liver
细胞定位	Endoplasmic reticulum membrane
纯化	

## 抗原信息



抗原信息	
------	--

## 靶点信息

研究背景	The protein encoded by this gene is an aminopeptidase involved in trimming HLA class I-binding precursors so that they can be presented on MHC class I molecules. The encoded protein acts as a monomer or as a heterodimer with ERAP2. This protein may also be involved in blood pressure regulation by inactivation of angiotensin II. Three transcript variants encoding two different isoforms have been found for this gene. [provided by RefSeq, Oct 2010]
基因ID	51752
基因名	ERAP1
Swiss	Q9NZ08

别名	ARTS1 (YD14869)
----	-----------------

## 产品验证



## 实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn)