

— ABLYBIO, Help Your Research



# GSDMA (YD31238) Rabbit mAb

货号: **AYD13822**

## 产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IP
推荐浓度	
理论分子量	49kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	Cytoplasm, perinuclear region, cytosol, Cell membrane
纯化	亲和纯化

## 抗原信息

抗原信息	
------	--

## 靶点信息

研究背景	This form constitutes the precursor of the pore-forming protein and acts as a sensor of infection: upon infection by <i>S.pyogenes</i> , specifically cleaved by <i>S.pyogenes</i> effector protein SpeB in epithelial cells, releasing the N-terminal moiety (Gasdermin-A, N-terminal) that binds to membranes and forms pores, triggering pyroptosis
------	--

基因ID	284110
基因名	GSDMA
Swiss	Q96QA5 ( <a href="https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q96QA5/entry">https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q96QA5/entry</a> )
别名	GSDMA (YD31238),GSDMA (YD31238) Rabbit mAb,GSDMA,Gasdermin-1,GSDM

### 产品验证

### 实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn) (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)