

PMF 1 (YD32820) Rabbit mAb

货号: **AYD13832**

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IP
推荐浓度	
理论分子量	23kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	MCF7,Jurkat,HeLa,HepG2,Mouse lung,Mouse brain,Rat testis
细胞定位	Nucleus, Chromosome, centromere, kinetochores
纯化	



抗原信息

抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	Part of the MIS12 complex which is required for normal chromosome alignment and segregation and kinetochore formation during mitosis. May act as a cotranscription partner of NFE2L2 involved in regulation of polyamine-induced transcription of SSAT.
基因ID	100527963
基因名	PMF1
Swiss	Q6P1K2
别名	PMF 1 (YD32820)

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn