

# BTK (YD31150) Rabbit mAb

货号: **AYD13842**

## 产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IP
推荐浓度	
理论分子量	76kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Daudi cells, mouse spleen tissue, L02 cells, Ramos cells
细胞定位	Cytoplasm, Cell membrane, Nucleus, Membrane raft
纯化	

## 抗原信息

抗原信息	
------	--


## 靶点信息

研究背景	The protein encoded by this gene plays a crucial role in B-cell development. Mutations in this gene cause X-linked agammaglobulinemia type 1, which is an immunodeficiency characterized by the failure to produce mature B lymphocytes, and associated with a failure of Ig heavy chain rearrangement. Alternative splicing results in multiple transcript variants encoding different isoforms.
基因ID	695
基因名	BTK
Swiss	Q06187

别名	BTK (YD31150)
----	---------------

## 产品验证

---



## 实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn)