

c-Myb (YD31116) Rabbit mAb

货号: **AYD13855**

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	
理论分子量	72kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	Nucleus
纯化	

抗原信息

抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	Transcriptional activator; DNA-binding protein that specifically recognize the sequence 5'-YAAC[GT]G-3'. Plays an important role in the control of proliferation and differentiation of hematopoietic progenitor cells
基因ID	4602
基因名	MYB
Swiss	P10242
别名	c-Myb (YD31116)

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn