

Mucin 5AC (YD12209) Rabbit mAb

货号: **AYD13866**

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC-P ICC/IF
推荐浓度	
理论分子量	586kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Mouse stomach
细胞定位	Secreted
纯化	

抗原信息



抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	Gel-forming glycoprotein of gastric and respiratory tract epithelia that protects the mucosa from infection and chemical damage by binding to inhaled microorganisms and particles that are subsequently removed by the mucociliary system. Interacts with H.pylori in the gastric epithelium, Barrett's esophagus as well as in gastric metaplasia of the duodenum (GMD).
基因ID	4586
基因名	MUC5AC
Swiss	P98088

别名	Mucin 5AC (YD12209)
----	---------------------

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn