

— ABLYBIO, Help Your Research



Insulin Receptor Related Protein (YD20820) Rabbit mAb

货号: AYD13869

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC-P
推荐浓度	
理论分子量	144kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Mouse brain,Mouse liver,Mouse kidney,Rat kidney
细胞定位	Membrane
纯化	亲和纯化

抗原信息

抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	Receptor with tyrosine-protein kinase activity. Functions as a pH sensing receptor which is activated by increased extracellular pH. Activates an intracellular signaling pathway that involves IRS1 and AKT1/PKB.
------	--

基因ID	3645
基因名	INSRR
Swiss	P14616 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/P14616/entry)
别名	Insulin Receptor Related Protein (YD20820),Insulin Receptor Related Protein (YD20820) Rabbit mAb,INSRR,IR-related receptor,IRR

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)