

# hnRNP G-T (YD20766) Rabbit mAb

货号: **AYD13876**

## 产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB ICC/IF IP
推荐浓度	
理论分子量	43kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	Nucleus
纯化	

## 抗原信息



抗原信息	
------	--

## 靶点信息

研究背景	RNA-binding protein involved in alternative splicing in the testis during spermatogenesis
基因ID	27288
基因名	RBMXL2
Swiss	O75526
别名	hnRNP G-T (YD20766)

## 产品验证

---



## 实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn)