

# Phospho-CD3 zeta (Tyr83) (YD16224) Rabbit mAb

货号: AYD13935

## 产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC ICC/IF FC IP
推荐浓度	
理论分子量	19kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Jurkat,Mouse thymus
细胞定位	Cell membrane
纯化	

## 抗原信息

抗原信息	
------	--

## 靶点信息

研究背景	The protein encoded by this gene is T-cell receptor zeta, which together with T-cell receptor alpha/beta and gamma/delta heterodimers, and with CD3-gamma, -delta and -epsilon, forms the T-cell receptor-CD3 complex. The zeta chain plays an important role in coupling antigen recognition to several intracellular signal-transduction pathways. Low expression of the antigen results in impaired immune response. Two alternatively spliced transcript variants encoding distinct isoforms have been found for this gene.
基因ID	919
基因名	CD247

<b>Swiss</b>	P20963
别名	Phospho-CD3 zeta (Tyr83) (YD16224)

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn)