

# Heterogeneous Nuclear Ribonucleoprotein (A1-like) (YD15018) Rabbit mAb

货号: AYD13950

## 产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC-P ICC/IF FC
推荐浓度	
理论分子量	34kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	Nucleus, Cytoplasm
纯化	

## 抗原信息


抗原信息	
------	--

## 靶点信息

研究背景	Involved in the packaging of pre-mRNA into hnRNP particles, transport of poly(A) mRNA from the nucleus to the cytoplasm and may modulate splice site selection
基因ID	144983
基因名	HNRNPA1L2
Swiss	Q5TBS2

别名	Heterogeneous Nuclear Ribonucleoprotein (A1-like) (YD15018)
----	---

### 产品验证



### 实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn)