

— ABLYBIO, Help Your Research



# Heterogeneous Nuclear Ribonucleoprotein (A1-like) (YD15018) Rabbit mAb

货号: AYD13950

## 产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC-P ICC/IF FC
推荐浓度	
理论分子量	34kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	Nucleus, Cytoplasm
纯化	亲和纯化

## 抗原信息


抗原信息	
------	--

## 靶点信息

研究背景	Involved in the packaging of pre-mRNA into hnRNP particles, transport of poly(A) mRNA from the nucleus to the cytoplasm and may modulate splice site selection
------	--

基因ID	144983
基因名	HNRNPA1L2
Swiss	Q5TBS2 ( <a href="https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q5TBS2/entry">https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q5TBS2/entry</a> )
别名	Heterogeneous Nuclear Ribonucleoprotein (A1-like) (YD15018),Heterogeneous Nuclear Ribonucleoprotein (A1-like) (YD15018) Rabbit mAb,HNRNPA1L2,hnRNP core protein A1-like 2,HNRNPA1L

## 产品验证



## 实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn) (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)