

— ABLYBIO, Help Your Research



# DAP kinase 3 (YD33269) Rabbit mAb

货号: **AYD13960**

## 产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	
理论分子量	53kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	mouse brain,mouse lung,rat brain
细胞定位	Nucleus, PML body, Cytoplasm, cytoskeleton, microtubule organizing center, centrosome, Chromosome, centromere, spindle, Midbody
纯化	亲和纯化

## 抗原信息


抗原信息	
------	--

## 靶点信息

研究背景	Death-associated protein kinase 3 (DAPK3) induces morphological changes in apoptosis when overexpressed in mammalian cells. These results suggest that DAPK3 may play a role in the induction of apoptosis.
------	---

基因ID	1613
基因名	DAPK3
Swiss	O43293 ( <a href="https://www.uniprot.org/uniprotkb/O43293/entry">https://www.uniprot.org/uniprotkb/O43293/entry</a> )
别名	DAP kinase 3 (YD33269),DAP kinase 3 (YD33269) Rabbit mAb,DAPK3,DAP-like kinase,MYPT1 kinase,Zippered-interacting protein kinase,ZIPK

## 产品验证



## 实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn) (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)