

— ABLYBIO, Help Your Research



Phospho-DNA PKcs (Ser2056) (YD14831) Rabbit mAb

货号: **AYD13966**

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC-P ICC/IF
推荐浓度	
理论分子量	469kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	293T,MCF7
细胞定位	Nucleus, nucleolus, Cytoplasm, cytosol
纯化	亲和纯化

抗原信息

抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	This gene encodes the catalytic subunit of the DNA-dependent protein kinase (DNA-PK). It functions with the Ku70/Ku80 heterodimer protein in DNA double strand break repair and recombination. The protein encoded is a member of the PI3/PI4-kinase family.
基因ID	5591
基因名	PRKDC
Swiss	P78527 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/P78527/entry)
别名	Phospho-DNA PKcs (Ser2056) (YD14831),Phospho-DNA PKcs (Ser2056) (YD14831) Rabbit mAb,PRKDC,DNPK1,Ser-473 kinase,p460,HYRC,HYRC1

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)