

Phospho-BubR1 (Thr680) (YD14597) Rabbit mAb

货号: AYD13973

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB ICC/IF FC IP
推荐浓度	
理论分子量	120kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	U-251MG,HeLa,Jurkat,HT-29,A-549,COS-7,MCF7,DU145
细胞定位	Cytoplasm, Nucleus, Chromosome, centromere, kinetochore, cytoskeleton, microtubule organizing center, centrosome
纯化	

抗原信息

抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	This gene encodes a kinase involved in spindle checkpoint function. The protein has been localized to the kinetochore and plays a role in the inhibition of the anaphase-promoting complex/cyclosome (APC/C), delaying the onset of anaphase and ensuring proper chromosome segregation. Impaired spindle checkpoint function has been found in many forms of cancer.
基因ID	701
基因名	BUB1B

Swiss	O60566
别名	Phospho-BubR1 (Thr680) (YD14597)

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn