

— ABLYBIO, Help Your Research



Phospho-Tuberin (Thr1462) (YD13710) Rabbit mAb

货号: **AYD14006**

产品信息

反应	Human,Mouse
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC-P
推荐浓度	
理论分子量	201kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	MCF7
细胞定位	Lysosome membrane, Cytoplasm, cytosol
纯化	亲和纯化

抗原信息

抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	Mutations in this gene lead to tuberous sclerosis complex. Its gene product is believed to be a tumor suppressor and is able to stimulate specific GTPases. The protein associates with hamartin in a cytosolic complex, possibly acting as a chaperone for hamartin. Alternative splicing results in multiple transcripts encoding different isoforms.
基因ID	7249
基因名	TSC2
Swiss	P49815 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/P49815/entry)
别名	Phospho-Tuberin (Thr1462) (YD13710), Phospho-Tuberin (Thr1462) (YD13710) Rabbit mAb, TSC2, Tuberous sclerosis 2 protein, TSC4

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/>www.ablybio.cn)