

# P70 S6 Kinase beta (YD14930) Rabbit mAb

货号: **AYD14017**

## 产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC-P ICC/IF FC
推荐浓度	
理论分子量	53kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	HeLa,SH-SY5Y,HL-60,SW620,MCF7,Mouse liver,Mouse kidney,Mouse spleen,Rat liver
细胞定位	Cytoplasm, Nucleus
纯化	

## 抗原信息





抗原信息	
------	--

## 靶点信息

研究背景	This gene encodes a member of the RSK (ribosomal S6 kinase) family of serine/threonine kinases. This kinase contains a kinase catalytic domain and phosphorylates the S6 ribosomal protein and eukaryotic translation initiation factor 4B (eIF4B). Phosphorylation of S6 leads to an increase in protein synthesis and cell proliferation.
基因ID	6199
基因名	RPS6KB2
Swiss	Q9UBS0

别名	P70 S6 Kinase beta (YD14930)
----	------------------------------

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn)