

Phospho-IRS1 (Tyr632) (YD13441) Rabbit mAb

货号: AYD14020

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	
理论分子量	132kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	293T,293T
细胞定位	Cytoplasm, Nucleus
纯化	

抗原信息

抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	This gene encodes a protein which is phosphorylated by insulin receptor tyrosine kinase. Mutations in this gene are associated with type II diabetes and susceptibility to insulin resistance.
基因ID	3667
基因名	IRS1
Swiss	P35568
别名	Phospho-IRS1 (Tyr632) (YD13441)

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn