

— ABLYBIO, Help Your Research



Phospho-IRS1 (Tyr632) (YD13441) Rabbit mAb

货号: **AYD14020**

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	
理论分子量	132kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	293T,293T
细胞定位	Cytoplasm, Nucleus
纯化	亲和纯化

抗原信息

抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	This gene encodes a protein which is phosphorylated by insulin receptor tyrosine kinase. Mutations in this gene are associated with type II diabetes and susceptibility to insulin resistance.
------	--

基因ID	3667
基因名	IRS1
Swiss	P35568 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/P35568/entry)
别名	Phospho-IRS1 (Tyr632) (YD13441),Phospho-IRS1 (Tyr632) (YD13441) Rabbit mAb,IRS1

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)