

# Epoxide Hydrolase 1 (YD31356) Rabbit mAb

货号: **AYD14077**

## 产品信息

反应	Human,Mouse
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB FC
推荐浓度	
理论分子量	63kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	293T,LO2,SW480,Mouse liver,Mouse kidney,Mouse heart,Rat kidney
细胞定位	Cytoplasm, Peroxisome
纯化	

## 抗原信息



抗原信息	
------	--

## 靶点信息

研究背景	This gene encodes a member of the epoxide hydrolase family. The protein, found in both the cytosol and peroxisomes, binds to specific epoxides and converts them to the corresponding dihydrodiols. Mutations in this gene have been associated with familial hypercholesterolemia. Alternatively spliced transcript variants have been described.
基因ID	2053
基因名	EPHX2
Swiss	P34913

别名	Epoxide Hydrolase 1 (YD31356)
----	-------------------------------

### 产品验证



### 实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn)