

# Silencer of Death Domain (YD13419) Rabbit mAb

货号: **AYD14100**

## 产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	<a href="#">WB</a> <a href="#">IHC-P</a>
推荐浓度	
理论分子量	50kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA, 50% glycerol, pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	Cytoplasm
纯化	

## 抗原信息


抗原信息	
------	--

## 靶点信息

研究背景	Inhibits the chaperone activity of HSP70/HSC70 by promoting substrate release (By similarity). Prevents constitutive TNFRSF1A signaling. Negative regulator of PRKN translocation to damaged mitochondria
基因ID	9530
基因名	BAG4
Swiss	O95429

别名	Silencer of Death Domain (YD13419)
----	------------------------------------

## 产品验证



## 实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn)