

# CLPTM1 (YD15167) Rabbit mAb

货号: **AYD14112**

## 产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB FC IP
推荐浓度	
理论分子量	76kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Mouse kidney,Mouse brain,Rat brain
细胞定位	Membrane
纯化	

## 抗原信息



抗原信息	
------	--

## 靶点信息

研究背景	May play a role in T-cell development.
基因ID	1209
基因名	CLPTM1
Swiss	O96005
别名	CLPTM1 (YD15167)

## 产品验证

---



## 实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn)