

# Phospho-Lyn (Tyr507) (YD11595) Rabbit mAb

货号: **AYD14116**

## 产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IP
推荐浓度	
理论分子量	59kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	U-87MG,HeLa,K-562,Mouse lung,Rat lung
细胞定位	Cell membrane, Nucleus, Cytoplasm, perinuclear region, Golgi apparatus, Membrane
纯化	

## 抗原信息

抗原信息	
------	--

## 靶点信息

研究背景	This gene encodes a tyrosine protein kinase, which maybe involved in the regulation of mast cell degranulation, and erythroid differentiation. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
基因ID	4067
基因名	LYN
Swiss	P07948
别名	Phospho-Lyn (Tyr507) (YD11595)

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn)