

Phospho-Hsp27 (Ser15) (YD11223) Rabbit mAb

货号: **AYD14128**

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB ICC/IF
推荐浓度	
理论分子量	23kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	HeLa
细胞定位	Cytoplasm, Nucleus, cytoskeleton, spindle
纯化	

抗原信息

抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	The protein encoded by this gene is induced by environmental stress and developmental changes. The encoded protein is involved in stress resistance and actin organization and translocates from the cytoplasm to the nucleus upon stress induction. Defects in this gene are a cause of Charcot-Marie-Tooth disease type 2F (CMT2F) and distal hereditary motor neuropathy (dHMN).
基因ID	3315
基因名	HSPB1
Swiss	P04792

别名	Phospho-Hsp27 (Ser15) (YD11223)
----	---------------------------------

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn