

# POLR1C (YD21012) Rabbit mAb

货号: **AYD14137**

## 产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	
理论分子量	39kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	K-562,293T,MCF7
细胞定位	Nucleus, nucleolus, Cytoplasm, cytosol
纯化	

## 抗原信息

抗原信息	
------	--


## 靶点信息

研究背景	The protein encoded by this gene is a subunit of both RNA polymerase I and RNA polymerase III complexes. The encoded protein is part of the Pol core element. Mutations in this gene have been associated with Treacher Collins syndrome (TCS) and hypomyelinating leukodystrophy 11. Alternative splicing results in multiple transcript variants.
基因ID	9533
基因名	POLR1C
Swiss	O15160

别名	POLR1C (YD21012)
----	------------------

## 产品验证

---



## 实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn)