

— ABLYBIO, Help Your Research



Prealbumin (YD20975) Rabbit mAb

货号: **AYD14153**

产品信息

反应	Mouse
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	IHC-P IP
推荐浓度	
理论分子量	16kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	Secreted
纯化	亲和纯化

抗原信息

抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	Thyroid hormone-binding protein. Probably transports thyroxine from the bloodstream to the brain
基因ID	3134

基因名	Ttr
Swiss	P07309 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/P07309/entry)
别名	Prealbumin (YD20975),Prealbumin (YD20975) Rabbit mAb,Ttr,Prealbumin

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)