

FAM98B (YD15170) Rabbit mAb

货号: **AYD14154**

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC-P ICC/IF
推荐浓度	
理论分子量	46kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	SW620,293T,Mouse brain,Rat brain
细胞定位	Nucleus, Cytoplasm
纯化	




抗原信息

抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	Positively stimulates PRMT1-induced protein arginine dimethylated arginine methylation. Promotes colorectal cancer cell malignancy.
基因ID	283742
基因名	FAM98B
Swiss	Q52LJ0
别名	FAM98B (YD15170)

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn