

— ABLYBIO, Help Your Research



C3orf38 (YD15162) Rabbit mAb

货号: **AYD14157**

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	
理论分子量	38kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	K-562,U-937,HLE
细胞定位	
纯化	亲和纯化

抗原信息


抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	Involved in positive regulation of apoptotic process. Located in nucleus.
基因ID	285237

基因名	C3orf38
Swiss	Q5JPI3 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q5JPI3/entry)
别名	C3orf38 (YD15162),C3orf38 (YD15162) Rabbit mAb,C3orf38

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)