

# Involucrin (YD20936) Rabbit mAb

货号: **AYD14177**

## 产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB FC
推荐浓度	
理论分子量	68kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	A375,Jurkat,Mouse liver
细胞定位	Cytoplasm
纯化	

## 抗原信息


抗原信息	
------	--

## 靶点信息

研究背景	Involucrin, a component of the keratinocyte crosslinked envelope, is found in the cytoplasm and crosslinked to membrane proteins by transglutaminase. This gene is mapped to 1q21, among calpactin I light chain, trichohyalin, profillaggrin, loricrin, and calcyclin.
基因ID	3713
基因名	IVL
Swiss	P07476
别名	Involucrin (YD20936)

## 产品验证

---



## 实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn)