

Desmoplakin (YD20921) Rabbit mAb

货号: **AYD14184**

产品信息

反应	Human,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB ICC/IF FC
推荐浓度	
理论分子量	332kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	A-431,Mouse heart
细胞定位	Cell projection, axon, Cell junction, desmosome, Cell membrane, Cytoplasm, Nucleus
纯化	

抗原信息


抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	This gene encodes a protein that anchors intermediate filaments to desmosomal plaques and forms an obligate component of functional desmosomes. Mutations in this gene are the cause of several cardiomyopathies and keratodermas, including skin fragility-woolly hair syndrome. Alternative splicing results in multiple transcript variants.
基因ID	1832
基因名	DSP
Swiss	P15924

别名	Desmoplakin (YD20921)
----	-----------------------

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn