

# Cytokeratin 17 (YD16018) Rabbit mAb

货号: **AYD14214**

## 产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC-P ICC/IF FC IP
推荐浓度	
理论分子量	48kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	A-431,HeLa,A-549 negative,Mouse stomach
细胞定位	Cytoplasm
纯化	

## 抗原信息




抗原信息	
------	--

## 靶点信息

研究背景	This gene encodes the type I intermediate filament chain keratin 17, expressed in nail bed, hair follicle, sebaceous glands, and other epidermal appendages. Mutations in this gene lead to Jackson-Lawler type pachonychia congenita and steatocystoma multiplex.
基因ID	3872
基因名	KRT17
Swiss	Q04695
别名	Cytokeratin 17 (YD16018)

## 产品验证

---



## 实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn)