

# CD31 (YD20745) Rabbit mAb

货号: **AYD14244**

## 产品信息

反应	Mouse
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IP
推荐浓度	
理论分子量	81kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	U-937
细胞定位	Cell membrane, Membrane raft, Cell junction
纯化	

## 抗原信息

抗原信息	
------	--

## 靶点信息

研究背景	The protein encoded by this gene is found on the surface of platelets, monocytes, neutrophils, and some types of T-cells, and makes up a large portion of endothelial cell intercellular junctions. The encoded protein is a member of the immunoglobulin superfamily and is likely involved in leukocyte migration, angiogenesis, and integrin activation.
基因ID	18613
基因名	Pecam1
Swiss	Q08481

别名	CD31 (YD20745)
----	----------------

## 产品验证

---

Mouse lung

kDa  
250 -  
150 -  
100 -  
75 -  
50 -  
37 -  
25 -  
20 -  
15 -  
10 -

## 实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn)