

# Factor XIII (YD20743) Rabbit mAb

货号: **AYD14246**

## 产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IP
推荐浓度	
理论分子量	76kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	Secreted
纯化	

## 抗原信息


抗原信息	
------	--

## 靶点信息

研究背景	The B chain of factor XIII is not catalytically active, but is thought to stabilize the A subunits and regulate the rate of transglutaminase formation by thrombin
基因ID	2165
基因名	F13B
Swiss	P05160
别名	Factor XIII (YD20743)

## 产品验证

---



## 实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn)