

GDF7 (YD20674) Rabbit mAb

货号: **AYD14253**

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC-P ICC/IF
推荐浓度	
理论分子量	47kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	Secreted
纯化	

抗原信息

抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	May play an active role in the motor area of the primate neocortex
基因ID	151449
基因名	GDF7
Swiss	Q7Z4P5
别名	GDF7 (YD20674)

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn