

C4b (YD20635) Rabbit mAb

货号: **AYD14257**

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC-P ICC/IF
推荐浓度	
理论分子量	193kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	Secreted, Synapse, Cell projection, axon, dendrite, Cell surface
纯化	



抗原信息

抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	Precursor of non-enzymatic components of the classical, lectin and GZMK complement pathways, which consist in a cascade of proteins that leads to phagocytosis and breakdown of pathogens and signaling that strengthens the adaptive immune system
基因ID	100293534
基因名	C4B, C4B_2
Swiss	P0C0L5
别名	C4b (YD20635)

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn