

— ABLYBIO, Help Your Research



# TGFB1 (YD20596) Rabbit mAb

货号: **AYD14259**

## 产品信息

反应	Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IP
推荐浓度	
理论分子量	75kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	Secreted, extracellular space, extracellular matrix
纯化	亲和纯化

## 抗原信息


抗原信息	
------	--

## 靶点信息

研究背景	Plays a role in cell adhesion (PubMed:8024701). May play a role in cell-collagen interactions (By similarity)
基因ID	3134

基因名	Tgfb1
Swiss	P82198 ( <a href="https://www.uniprot.org/uniprotkb/P82198/entry">https://www.uniprot.org/uniprotkb/P82198/entry</a> )
别名	TGFB1 (YD20596),TGFB1 (YD20596) Rabbit mAb,Tgfb1

## 产品验证



## 实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn) (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)